



Como realizar o teste de glicemia.



Lavar as mãos com água e sabão. Secar bem.
Não fazer o teste com os dedos úmidos.

Não utilizar álcool gel doméstico ou com aromas como eucalipto, limão, etc.


Insira uma tira no aparelho Ok Pro, conforme a figura 2. O aparelho ligará automaticamente e estará pronto para o teste.



Fazer punção na parte lateral do dedo. Isso faz com que a picada seja menos dolorida e facilita a coleta da amostra de sangue. Após a punção, formar uma gota de sangue (do tamanho de uma semente de tomate).

Aplique a amostra de sangue na área reagente da tira - janela de absorção - aguardando até que a mesma absorva completamente a amostra necessária. Quando o sangue é absorvido pela tira, o medidor começa a contagem regressiva automaticamente.

Nunca reutilizar as tiras.



Ok Pro

Sistema de Monitoramento
de Glicemia

DICAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE GLICEMIA

- Lavar as mãos com água e sabão. Secar bem, antes de realizar o teste.
- Não utilizar álcool gel doméstico ou com aromas como eucalipto, limão, etc.
- Nunca realizar os testes após fazer as unhas. A acetona poderá interferir nos resultados.
- Fazer a punção na parte lateral dos dedos. Isso faz com que a picada seja menos dolorida e facilita a coleta da amostra de sangue (do tamanho de uma semente de tomate).
- Encostar imediatamente a gota na janela de absorção da tira (no local indicado conforme a figura 4 no verso deste folheto). A tira absorverá a amostra necessária.
- Realizar revezamento dos dedos a cada novo teste.
- Evitar a comparação dos testes de glicemia entre os glicosímetros. As diferenças poderão ser maiores do que 15% (para mais ou para menos), o que só trará mais dúvidas. A comparação da glicemia capilar, deverá sempre ser realizada com exame laboratorial no mesmo momento da coleta de exame.
- **Nunca armazenar ou transportar as tiras fora do frasco.**
- Armazene o frasco de tiras em local fresco e seco, protegido da luz. Após a retirada de uma tira, feche bem a tampa do frasco para evitar umidade ou contaminação por álcool ou sangue.
- **Não utilizar tiras de teste vencidas e nunca reutilizá-las.**
- Em caso de dúvida, procure sua UBS ou contate o SAC do fabricante pelos contatos abaixo.

Ok Pro
Sistema de Monitoramento
de Glicemia

